



## RUDAVEN<sup>®</sup>-plus

### Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Das Spezialpflaster dient zur Fixierung von Venenverweilkanülen. Es besteht aus einem weißen Klebevlies. Es ist mit einer Wundauflage versehen und schützt die Punktionsstelle damit weitestgehend vor dem Eindringen pathogener Keime. Ein zusätzlicher Vliesstoffabschnitt dient zur Polsterung der Kanüle. Das Pflaster ist mit einem hypoallergenen Polyacrylatkleber versehen, der eine sichere Fixierung der Venenverweilkanüle erlaubt. Die Ränder sind abgerundet, um so ein Aufrollen zu verhindern. Das Pflaster ist einzeln steril eingeschleibt.

### Zusammensetzung

Viskose, Polyester, Polyethylen, Polyacrylatkleber

### Normative und gesetzliche Anforderungen

RUDAVEN<sup>®</sup>-plus ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse Is, Regel 4 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

### Verpackung

Primärverpackung: Papier-Papier-Verpackung

Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

### Lagerung

Trocken und staubfrei, vor Sonneneinstrahlung schützen.

Das Produkt trägt die aus den Konformitätsverfahren der Richtlinie vorgegebene CE – Kennzeichnung

