

Technisches Datenblatt

Atemschutzmasken FFP3 NR mit Ventil, vertikal faltbar | PP

Art.Nr.: 29350

Produktbild



Produktbeschreibung

- hochwertiges PP-Vlies, vertikal gefaltet
- mit Kopfband für festen Sitz mit Clip
- biegsamer Nasenbügel
- mit Ventil, hoher Tragekomfort, FFP 3 NR
- einzeln im Beutel verpackt

Einsatzbereich

- Medizin, Labor, Pflege, Krankenhaus als Schutzausrüstung, Industrie, Lebensmittelindustrie und hygiene-sensible Bereiche

Spezifikation

Farbe	weiß
Größe	Einheitsgröße
Stückgewicht (gr)	ca. 15

Klassifizierung

Produktbezogene Normen



Stand 11.08.2026

Seite 1/2

Franz Mensch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
86807 Buchloe, Germany
www.franz-mensch.de

Kontaktieren Sie uns unter:
Telefon: +49 8241 9633-0
Fax: +49 8241 9633-100
E-Mail: verkauf@franz-mensch.de

Franz Mensch ist ein FSC®-zertifiziertes und ISO-zertifiziertes Unternehmen.

FSC®-Zertifizierungsnr.: SGSCH-COC-050190
DIN EN ISO 9001:2015

Technisches Datenblatt

Atemschutzmasken FFP3 NR mit Ventil, vertikal faltbar | PP

Art.Nr.: 29350

Produkteigenschaften

Material	PP
----------	----

Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Pappe
Menge Innenverpackung	10 Stück
Mengen Außenkarton	100 Stück
Menge CCG1-Palette	1.800 Stück
Menge Voll-Palette	4.500 Stück
LxBxH Außenkarton in cm	75,0 x 31,0 x 13,0
Volumen Außenkarton in m ³	0.030225
Gewicht Außenkarton in gr.	2.800

Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	6307909311
Herkunftsland	CN
EAN Code Außenkarton	4015544916966
EAN Code Innenverpackung	4015544718577
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.

Stand 11.08.2026

Seite 2/2

Franz Mensch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
86807 Buchloe, Germany
www.franz-mensch.de

Kontaktieren Sie uns unter:
Telefon: +49 8241 9633-0
Fax: +49 8241 9633-100
E-Mail: verkauf@franz-mensch.de

Franz Mensch ist ein FSC®-zertifiziertes und ISO-zertifiziertes Unternehmen.
FSC®-Zertifizierungsnr.: SGSCH-COC-050190
DIN EN ISO 9001:2015