

Sauerstoffmaske

Mittlere O₂-Konzentration, unsteril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse IIa

Sauerstoffmaske für die Zufuhr konzentrierten Sauerstoffs (mittlere Konzentration) über Mund und Nase zur Unterstützung der Atmung
Sicherheitschlauch mit Sternlumen und Standard-Konnektor zum Anschluss an eine Sauerstoffquelle mit Flussraten von 5-10 L/min
Für REF 820220 ist der Sicherheitschlauch separat erhältlich

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

PRODUKTBECHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Maske	Polyvinylchlorid	(PVC)
	Konnektor	Polyvinylchlorid	(PVC)
	Fixierband	Polyethylenterephthalat, Elasthan	(PET, EL)
	Clip	Aluminium	(Al)
	Sicherheitschlauch	Polyvinylchlorid	(PVC)
Unsteril			
Haltbarkeit	5 Jahre		
Lagerung	-15°C bis +49°C, trocken und lichtgeschützt		

Einmalprodukt
Nicht wiederverwendbar
Frei von Naturkautschuklatex
PHT- und DEHP-haltig

BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Größe	Schlauchlänge [cm]	VE [ST]
820110	03072164	Kinder	213	50
820210	03072170	Erwachsene	213	50
820220	03072187	Erwachsene	separat erhältlich	50

HERSTELLERINFORMATION

Well Lead Medical Co., Ltd.
C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong
511434 Panyu, Guangzhou
P.R. CHINA

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
HRB 245104
USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
71083 Herrenberg
Tel.: (0 70 32) 95 62-0
Fax: (0 70 32) 95 62-58
E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
BIC: HYVEDEMM448