


Basismaßnahmen Wiederbelebung beim Erwachsenen



BLS-ALGORITHMUS

ZOLL® AEDs MIT REAL CPR HELP®




Bewusstsein prüfen.



Notruf veranlassen.

Atemwege frei machen.



Defi-Elektroden auf entblößte
Patientenbrust kleben.

Atmung prüfen.



Patient nicht berühren.
Analyse läuft.



Wenn Schock empfohlen,
blinkende Schocktaste drücken.

Wenn kein Schock empfohlen wird
oder nach Schockabgabe
mit Wiederbelebung beginnen.



Wiederbelebung mit jeweils 30 Herzdruckmassagen und 2 Beatmungen
fortsetzen und den Anweisungen des Defis folgen bis professionelle Hilfe
eintrifft oder der Patient Kreislaufzeichen zeigt.