



BARETTHAUBE basic grün

REF 674110

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die Hauben bestehen aus einem leichten Spinnvlies. Das luftdurchlässige und atmungsaktive Material verhindert einen Wärmestau und erhöht somit den Tragekomfort. Baretthauben decken die Haare komplett und zuverlässig ab und halten Haut- und Haarpartikel zurück.

Zusammensetzung

Polypropylen, latexfreier Elastomerdaden

Normative und gesetzliche Anforderungen

Baretthauben sind ein Medizinprodukt nach MPG, der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und werden in Klasse I, Regel 1 eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung:

Faltschachtel
aus Zellulose

Sekundärverpackung:

Karton aus
Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei.

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

