



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3890.003
Artikelbeschreibung	Multi-Safe mini 300, Entsorgungsbehälter für unterwegs 0,3 l, mit runder Öffnung, Höhe: 160 mm, Deckel (LxB): 76x40 mm
UN-Prüfnummer	ja

Produkteigenschaften

Verschluss	flacher Verschluss
Form der Öffnung	rund
Abzieh - Abdrehhilfe	Abziehhilfe

Maße

Volumen max	300 ml
Durchmesser des Bodens	80 mm x 45 mm
Durchmesser des Deckels	81 mm x 45 mm
Durchmesser der Öffnung	27 mm
Höhe des Produktes	160 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN, DIN EN ISO 23907
----------------------------	--------------------------------

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	135
Stück pro Innenkarton	135
Stück pro Karton	135
Stück pro Palette	2700
Volumen des Umkartons	0,072 cbm
Gewicht des Umkartons	10 kg
EAN des Innenkartons	4038917330947
EAN des Umkartons	4038917330930

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

