



NOBAMED Paul Danz AG

NOBALUMENAL®

REF 873550

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die unsterile Augenkompressen, der **Größe 54 mm x 70 mm** besteht aus einem weichen Vliesstoff und ist mit einer saugenden Füllung versehen. Sie ist rundum geschlossen, so dass keine Flusen austreten können. Die **ovale Form** passt sich der Augenhöhle an. Die Augenkompressen unterstützen Augenverbände als saugende, polsternde, schützende oder versorgende Einheit. NOBALUMENAL® ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und muss vor der Verwendung auf offenen Wunden mit einem validierten Verfahren (Strahlen nach DIN EN ISO 11137 oder Ethylenoxid nach DIN EN ISO 11135) sterilisiert werden.

Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt

Bei einer bekannten Allergie gegen eine der u. g. Komponenten darf das Produkt nicht angewendet werden.

Zusammensetzung

Viskose, Polyester, Rayon

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBALUMENAL® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse I, Regel 4 eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:



Vor Gebrauch sterilisieren