



# RETTUNGSTRAGEN

## PERFEKTE LÖSUNGEN



FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHEN  
EINSATZFELDER



Die spezifische Rettungssituation sowie die Konstitution des Patienten bestimmen die Wahl der geeigneten Rettungsgeräte. Die richtige Wahl der Rettungstrage ist daher entscheidend für einen erfolgreichen Patiententransport.

Ob für Wasserrettung, röntgenfähige oder für die Rettung adipöser Patienten geeignete Tragen - die ultraMEDIC Rettungstragen Serie bietet für die unterschiedlichen Einsatzfelder jeweils die perfekte Lösung.



# ultraSCOOP STRETCHER & ultraSCOOP STRETCHER X-RAY

SCHAUFELTRAGE

SCHAUFELTRAGE



SAN-0125



SAN-0288



6,5 kg



1150 x 430 x 90 mm kleinstes Packmaß  
1650-2010 x 430 x 90 mm max. Auszug



inkl. 3 Patienten-Sicherungsgurte



Art. No. ultraSCOOP STRETCHER  
SAN-0125

## MATERIAL

Farblos eloxierte Aluminium-Speziallegierung

## EINSATZBEREICH

Zum schonenden und sicheren Anheben und Umlagern von Schwerverletzten. Dazu werden die Schaufelteile geöffnet und seitlich unter den Patienten geschoben.

## EMPFOHLEN

Bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen



7,2 kg



1180 x 450 x 80 mm kleinstes Packmaß  
1650-2010 x 450 x 80 mm max. Auszug



Röntgen-tauglich



inkl. 3 Patienten-Sicherungsgurte



Art. No. ultraSCOOP STRETCHER X-RAY  
SAN-0288

## MATERIAL

Kunststoff auf Aluminiumrahmen

Die Kunststoffoberfläche ist geschlossen und verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten.

## EINSATZBEREICH

Zum schonenden und sicheren Anheben und Umlagern von Schwerverletzten werden die Schaufelteile geöffnet und seitlich unter den Patienten geschoben.

## EMPFOHLEN

Bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen

Im gesamten Wirbelsäulenbereich ist die Schaufeltrage **Röntgenstrahlen durchlässig**.



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH  
Im Bruch 11-15  
56567 Neuwied



www.ultramedic.de

# ultraSCOOP STRETCHER CARBON & ultraCOMBI-STRETCHER II

SCHAUFELTRAGE

KOMBI-GERÄT



5,6 kg



1180 x 450 x 80 mm kleinstes Packmaß  
1650-2010 x 450 x 80 mm max.Auszug



Röntgen-tauglich



inkl. 3 Patienten-Sicherungsgurte



**Art. No.** ultraSCOOP STRETCHER CARBON  
SAN-0297

## MATERIAL

Ultra leicht dank Carbon-Fasern

## EINSATZBEREICH

Zum schonenden und sicheren Anheben und Umlagern von Schwerverletzten. Dazu werden die Schaufelteile geöffnet und seitlich unter den Patienten geschoben.

## EMPFOHLEN

Bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen



8 kg



1870 x 420 x 57 mm



Röntgen- und CT-tauglich



inkl. 3 Patienten-Sicherungsgurte



**Art. No.** ultraCOMBI-STRETCHER II  
SAN-0298

## MATERIAL

Leichtes, widerstandsfähiges PEHD-Außenmaterial mit Carbon-Kern.

## EINSATZBEREICH

Aufgrund der beidseitigen Bügelverschlüsse sowie der besonders flachen Schaufelkante verläuft das Aufschaukeln und Arretieren der Schaufelhälften schnell und einfach. Die konkave Form ermöglicht eine vollständige Ruhigstellung für einen einfachen und sicheren Transport. Die schonende Behandlung des Patienten ohne nachträgliches Anheben von Kopf oder Beinen unterscheidet dieses Modell von anderen Kombigeräten.

## EMPFOHLEN

Vereint alle Vorteile einer Schaufeltrage und eines Spineboards und ist wegen seiner hohen Belastbarkeit von max. 300 kg und flachen Aufbau ideal geeignet für den Transport adipöser Patienten.



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH  
Im Bruch 11-15  
56567 Neuwied



www.ultramedic.de

# ultraCOMBI-STRETCHER & S-BOON

KOMBI-GERÄT

SPINEBOARD



SAN-0296



8,1 kg



1860 x 430 x 70 mm



Röntgen- und CT-tauglich



inkl. 3 Patienten-Sicherungsgurte



**ultraCOMBI-STRETCHER**  
**SAN-0296**

## MATERIAL

Kunststoffoberfläche ist unempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

## EINSATZBEREICH

Der ultraCOMBI-STRETCHER vereint in seinen Eigenschaften alle Vorteile einer Schaufeltrage und eines Spineboards. Damit bietet er beim Einsatz vor Ort die optimale Kombination zum Retten, Transportieren und Umlagern des Patienten.

## EMPFOHLEN

Universell einsetzbar



SAN-0294



7,5 kg



1850 x 430 x 50 mm



MRT-tauglich



Röntgen- und CT-tauglich



Schwimmfähig (Auftrieb ca. 20 kg / 21 kN)



SAN-0295 inkl. 3 Patienten-Sicherungsgurte



**S-BOON**  
**SAN-0295** mit Begurtung  
**SAN-0294** ohne Begurtung



## MATERIAL

Aus dem Flugzeugbau stammende Spantenbauweise mit eingearbeitetem **Kohlefaser-Inlay bzw. Carbonkern**

## MEHR ALS EIN BRETT

Leicht konkav gebaut, so dass genügend Raum für ein gleichmäßiges "Untergreifen" und Anheben möglich ist. -> **Verwendung mit Arbeits-Handschuhen möglich**

## EINSATZBEREICH

Es wird vor allem bei der Anhebung und Umlagerung von Patienten mit schweren Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen verwendet. Extrem belastbar.

## EMPFOHLEN

Ideal geeignet bei Wasserrettungseinsätzen



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH  
Im Bruch 11-15  
56567 Neuwied



www.ultramedic.de

unsere  
Verantwortung

# RETTUNGSTRAGEN

Es gibt zweifellos eine Sache im Leben, bei der es keine Kompromisse geben darf: wenn es darum geht, Menschen in Not- und Grenzsituationen zu helfen! Dafür ist ultraMEDIC der Partner an Ihrer Seite. Unser Name steht für hochspezialisierte Qualitätsprodukte für **Erste Hilfe, Notfall und Rettung**.

Wir entwickeln und produzieren in eigener Regie am Standort Neuwied am Rhein mit Leidenschaft und langjährigem Know-how Lösungen für alle, die helfen, retten und bergen: Feuerwehren, Rettungsdienste, den betrieblichen Arbeitsschutz. ultraMEDIC ist wohl der einzige Hersteller von Krankentragen in Deutschland mit dem Prädikat „Made in Germany“. Technische Entwicklung, Produktion und Support sind unter einem Dach vereint. Der intensive Erfahrungsaustausch mit den Anwendern und die rasche und flexible Umsetzung individueller Anforderungen und Wünsche in innovative Muster und Prototypen sind für uns selbstverständlich. Denn eines verlieren wir nie aus den Augen: Ihre Mission ist unsere Verantwortung - Ihr Anspruch unsere Herausforderung! Auf Lösungen von ultraMEDIC können Sie sich in jeder Situation verlassen und sich auf das Wesentliche fokussieren:

NOT MINDERN, SCHMERZEN LINDERN, MENSCHEN RETTEN!



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH  
Im Bruch 11-15  
56567 Neuwied



www.ultramedic.de

# ZUBEHÖR

## ultraHEAD-LOCK III Kopffixiersystem



Art. No. **SAN-0291**

kg 0,52 kg

350 x 230 x 140 mm

MRT-, Röntgen- und CT-tauglich

Schwimmfähig

**+** KOMPATIBEL mit  
**SAN-0298**  
ultraCOMBI-STRETCHER II

## ultraHEAD-LOCK II Kopffixiersystem



Art. No. **SAN-0285**  
**SAN-0285-P** Ersatzpads

kg 0,6 kg

380 x 220 x 170 mm

inkl. Aufbewahrungstasche SAN-0160

Schwimmfähig

MRT-, Röntgen- und CT-tauglich

**+** KOMPATIBEL mit  
**SAN-0294 / SAN-0295**  
S-BOON Spineboard  
**SAN-0296**  
ultraCOMBI-STRETCHER

## ultraHEAD-LOCK I Kopffixiersystem



Art. No. **SAN-0284**

kg 1,0 kg

430 x 280 x 160 mm

MRT-, Röntgen- und CT-tauglich

Schwimmfähig

**+** KOMPATIBEL mit  
**SAN-0125**  
ultraSCOOP STRETCHER  
**SAN-0288**  
ultraSCOOP STRETCHER X-RAY  
**SAN-0296**  
ultraCOMBI-STRETCHER  
**SAN-0297**  
ultraSCOOP STRETCHER CARBON  
**SAN-0294 / SAN-0295**  
S-BOON Spineboard

## ultraBELT SET Ersatzgurte mit Drucktastenschloss



Art. No. **SAN-0084-K**

kg 0,9 kg

3 Ersatzgurte inkl. Aufbewahrungstasche

**+** KOMPATIBEL mit  
**SAN-0125**  
ultraSCOOP STRETCHER  
**SAN-0288**  
ultraSCOOP STRETCHER X-RAY  
**SAN-0297**  
ultraSCOOP STRETCHER CARBON  
**SAN-0298**  
ultraCOMBI-STRETCHER II  
**SAN-0294 / SAN-0295**  
S-BOON Spineboard

## ultraSTRAPS Rückhalte-Gurtsystem mit Klettverschluss



Art. No. **SAN-0281**

kg 0,4 kg

MRT-, Röntgen- und CT-tauglich

## ultraSTRAPS Xtreme Rückhalte-Gurtsystem mit Clipschlössern



Art. No. **SAN-0286**

kg 1 kg

MRT-, Röntgen- und CT-tauglich

**+** KOMPATIBEL mit  
**SAN-0294**  
S-BOON Spineboard