



NOBAMED Paul Danz AG

RUDAMED®-elastisch

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Der braune, querelastische Wundschnellverband aus textilem Gewebe ist mit einem gut klebenden Zinkoxidkleber versehen, der über eine hohe Alterungsbeständigkeit verfügt. Geeignet für primär heilende Wunden. Der Artikel ist verpackt in einer praktischen Spenderpackung mit Entnahmeschlitz.

Zusammensetzung

Polyethylen, Polyester, Polybutylenterephthalat, Viskose, Zinkoxidkleber

Normative und gesetzliche Anforderungen

RUDAMED® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse I, Regel 4, eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

