



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3890.002
Artikelbeschreibung	Multi-Safe sani 200, Entsorgungsbehälter für unterwegs 0,2 l, mit ovaler Öffnung, Höhe: 131 mm, Deckel (LxB): 70x46 mm
UN-Prüfnummer	ja

Produkteigenschaften

Verschluss	flacher Verschluss
Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abziehhilfe

Maße

Volumen max	200 ml
Durchmesser des Bodens	57 mm x 32 mm
Durchmesser des Deckels	75 mm x 47 mm
Durchmesser der Öffnung	33 mm x 23 mm
Höhe des Produktes	131 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN, DIN EN ISO 23907
----------------------------	--------------------------------

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	110
Stück pro Innenkarton	110
Stück pro Karton	110
Stück pro Palette	3300
Volumen des Umkartons	0,0511 cbm
Gewicht des Umkartons	6 kg
EAN des Innenkartons	4038917330916
EAN des Umkartons	4038917330909

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

