



NOBADRAPE[®] Abdecktuch

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Das 2-lagige blaue Abdecktuch ist einzeln steril verpackt. Es dient zur sterilen Abgrenzung des Operationsfeldes. Die Außenlage nimmt schnell Flüssigkeit auf. Die Innenseite besteht aus einem sehr dichten, feuchtigkeitsundurchlässigen Material und bietet vollständigen Barrierschutz.

Zusammensetzung

Polyethylen, Polypropylen

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBADRAPE[®]-Abdecktuch ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse Is, Regel 1 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG sowie der **EN 13795** "Operationsabdecktücher, -mäntel und Rein-Luft-Kleidung zur Verwendung als Medizinprodukte für Patienten, Klinikpersonal und Geräte (Anforderungen der Leistungsstufen "Hoch" und "Standard").

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Papier-Folie-Verpackung

Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei, vor Sonnenstrahlen schützen

Das Produkt trägt die aus den Konformitätsverfahren der Richtlinie vorgegebene **CE** – Kennzeichnung

