



RUDAVEN[®]-universal

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Das Spezialpflaster dient der universellen Fixierung von Venenverweilkanülen. Die Kombination aus Vliesstoff und atmungsaktiven, transparentem Polyurethanfilm in Rahmenapplikationstechnik, ermöglicht eine einfache Anwendung, schützt die Punktionsstelle vor dem Eindringen pathogener Keime und erlaubt ein Monitoring, ohne den Verband zu entfernen. Zwei selbsthaftende Vliesschichten dienen zur sicheren Fixierung der Kanülen oder von Schläuchen. Das Produkt ist mit einem hypoallergenen Polyacrylatkleber ausgestattet. Die Ränder sind abgerundet, um ein Aufrollen zu verhindern. Das Pflaster ist einzeln steril eingeschweißt.

Zusammensetzung

Viskose, Polyester, Polyurethan, Polyacrylatkleber

Normative und gesetzliche Anforderungen

RUDAVEN[®]-universal ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse Is, Regel 4 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Papier-Folie-Verpackung

Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei, vor Sonneneinstrahlung schützen.

Das Produkt trägt die aus den Konformitätsverfahren der Richtlinie vorgegebene $\text{C} \text{€}$ – Kennzeichnung

