



NOBAMED Paul Danz AG

NOBAFEEL®-syntax

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Sehr gut dehnbare, mit hoher Reißfestigkeit ausgestattete, sterile, latexfreie Operationshandschuhe. Der OP-Handschuh verfügt über eine anatomische Passform, was besonders bei längeren Operationen Ermüdungserscheinungen vorbeugt. Eine microrauhe Hand- und Fingeroberfläche erhöht die Griffzuverlässigkeit ohne das Tastempfinden zu reduzieren. NOBAFEEL® verfügt über einen Rollrand, der eine wesentliche Erleichterung während des Anziehens bietet.

Zusammensetzung

Neopren, Polyurethanpolymer, ZDEC, ZDBC, DPG.

Die verwendeten Akzeleratoren und Antioxidantien werden nur innerhalb der erlaubten Grenzen verwendet. Es werden keine Thiurame, Toluene oder Harnstoffe verwendet.

Das Produkt ist latexfrei.

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBAFEEL® sind ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse IIa, Regel 6 und erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG sowie der EN 455 Teil I, II, III und IV.

Der **AQL ist $\leq 1,0$** in Bezug auf die Dichtheit. Die Biokompatibilität wird nach **DIN EN ISO 10993** geprüft.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Stand der Information: 22.09.2015 [REV 6]
ersetzt: 13.05.2015

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Papiereinschlag

Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei, vor Sonneneinstrahlung schützen

Das Produkt trägt die aus den Konformitätsverfahren der Richtlinie vorgegebene **CE** – Kennzeichnung

