



NOBAMED Paul Danz AG

NOBALASTIK® in Folie

REF 450204 (ab LOT 131004)

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die Mittelzugbinde ist 4cm breit und gedehnt 5m lang. Sie hat eine Dehnbarkeit von ca. 90 %. Mit ihr können Schienen jeglicher Art fixiert werden. Sie übt bei Sportverletzungen eine stützende und komprimierende Wirkung aus. In der Chirurgie wird sie beispielsweise zur Thoraxkompression bei Rippenfrakturen oder zur Stabilisierung von Wundverbänden verwendet. Im Bereich der Phlebologie wird die Binde aufgrund ihrer leichten Handhabung zur unterstützenden Behandlung eingesetzt.

Zusammensetzung der Binde

Polyester, Elasthan

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBALASTIK® in Folie ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse I, Regel 1, eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung:	OPP-Folie
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Kennzeichnung und Symbole



Änderungshinweis: Ab LOT 131004 wird REF450204 ohne Verbandklammern ausgeliefert.
Diese sind unter REF 962700 separat erhältlich.